

## پلیت‌های یکبار مصرف استریل

مطابق استانداردهای ISO 14644, ISO 14698, WHO, US Federal 209E, EU GMP, به منظور پایش میکروبی اتاق تمیز (جدول شماره ۱)، پلیت‌های 9cm و پلیت‌های تماسی 5.5cm استریل مورد نیاز می‌باشد (جدول شماره ۲).

جدول شماره ۱، مانیتورینگ و پایش منظم میکروارگانیسم‌ها در اتاق تمیز

Grade	ISO Class	Volumetric	Settle plate (90mm)	Contact plate (55mm)	Glove print
A	ISO 5	Once per shift	Once per shift	Once per shift	Once per shift
B	ISO 6	Daily	Daily	Daily	Daily
C	ISO 7	Weekly	Weekly	Weekly	Weekly
D	ISO 8	Monthly	Monthly	Monthly	N/A

جدول شماره ۲، حد مجاز تعداد کلنی بر اساس گرید اتاق تمیز

Grade	ISO Class	Settle plate (90mm) CFU/Plate	Contact plate (55mm) CFU/Plate	Glove print CFU/Plate
A	ISO 5	<1	<1	<1
B	ISO 6	5	5	3
C	ISO 7	50	25	5
D	ISO 8	100	50	50

### پلیت‌های استریل 90mm

پلیت‌های استاندارد مورد نیاز به منظور آزمون Settle plate جهت تشخیص باکتری و قارچ در محیط



### پلیت‌های استریل تماسی 55mm

پلیت‌های استاندارد مورد نیاز به منظور آزمون Contact plate جهت تشخیص باکتری و قارچ در محیط



 [nikopharmed.com](http://nikopharmed.com)

 (021) 4418-4570

 0992-6062-450

